

DUSUL BUCAL WATERPIK NANO WP-250/260/300 (pentru detalii complete va rugam sa urmariti figuratiile din cartea produsului)

FELICITARI! Alegand Waterpik sunteti pe drumul cel bun pentru o igiena orala corecta si gingii mai sanatoase. Dovezile clinice arata clar faptul ca dusul bucal Waterpik indeparteaza placa dentara din zonele interdentare si de sub linia gingiei cu ajutorul combinatiei ideale dintre presiunea apei si pulsatii. Modul traditional de periaj nu poate curata perfect dantura in toate zonele, de resturile de mancare, iar ata dentara are acces limitat in spatiile subgingivale. Dusurile bucale Waterpik indeparteaza cu usurinta resturile de mancare si bacteriile din spatiile greu accesibile.

Va multumim ca ati ales Waterpik Water Flosser.

IMPORTANT

CAND FOLOSITI PRODUSE ELECTRICE TREBUIE SA RESPECTATI URMATOARELE REGULI, IN SPECIAL CAND AVETI IN PREAJMA COPII.

CITITI INSTRUCIUNILE INAINTE DE FOLOSIRE

PERICOLE!

- Scoateti din prize aparatul dupa folosire
- Nu tineti cablul si prizele cu mainile ude
- Nu plasati aparatul in zone din care poate cadea in chiuveta sau cada
- Nu folositi aparatul in timp de faceti baie
- Nu scufundati aparatul in apa sau alte lichide
- Nu atingeti un aparat care a cazut in apa si este conectat la retea
- Verificati firul daca este intact inainte de prima folosire

Nu folositi aparate care nu functioneaza corect sau care au firul rupt. Nu folositi aparate care au cazut intr-un lichid. Instruiti si supravegheati cu atentie copii si persoanele cu nevoi special care folosesc Waterpik.

Nu directionati jetul de apa direct sub limba, ureche, nas sau alte zone delicate. Acest aparat poate produce raniri importante in acele zone.

Folositi produsul numai dupa instructiuni sau dupa sfatul medicului.

Nu folositi produsul mai mult de 5 minute la interval de minimum 2 ore.

Folositi capete produse doar de Waterpik.

In cazul in care capatul varfului PocketTip se rupe sau iese din varful de plastic, intregul varf trebuie inlocuit.

Umpleti rezervorul doar cu apa sau solutii recomandate de medic. Nu introduceti obiecte straine in aparat. Feriti firul de surse de caldura.

Nu folositi aparatul cand surse de oxygen sau spray cu aerosoli sunt deschise.

Nu se foloseste in spatii exterioare.

Inlaturati bijuteriile in timpul folosirii dusului bucal.

Nu folositi daca aveti rani deschise pe limba sau gingie

Descrierea produsului. Pagina 5

Rezervorul, Valva rezervorului, Butonul de pornire/oprire, Baza, Regulator de presiune de la 1 la 3, Capatul de curatare, Butonul care prin apasare elibereaza capatul de curatare, Maner

Pagina 6. Toate modelele de capete sunt disponibile separat. In pachet sunt incluse doar cateva in functie de model.

INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE (incepand cu pagina 7). Conectati aparatul la priza. Daca exista un buton suplimentar la priza, verificati sa fie in pozitia pornit.

PREGATIREA REZERVORULUI. Umpleti rezervorul cu apa la 37 de grade. Puneti rezervorul deasupra bazei in dreptul valvei si apasati ferm.

INTRODUCEREA/SCOATEREA CAPULUI DE CURATARE. Introduceți capul în manieră ca în figura de la pagina 7 (capatul colorat trebuie să acopere complet capatul). Pentru a scoate varful trebuie să apăsați pe buton și să trageți de capatul de curățare.

PRIMA FOLOSIRE A APARATULUI. Fixați presiunea maximă la aparat (nivelul 3) îndreptați manerul și varful spre chiuveta și porniți aparatul. Lăsați-l să funcționeze până când apa ajunge în chiuveta. Opriti aparatul.

AJUSTAREA PRESIUNII. La început, presiunea va fi fixată la nivelul 1 și puteți crește gradual presiunea după preferință sau după cum v-a recomandat medicul.

Introduceți capatul de curățare în gura spre fața dinților, iar cu mâna liberă dați drumul la aparat de la buton după ce ați selectat presiunea dorită. Ca în figura de la pagina 8.

TEHNICA RECOMANDATA. La pagina 8 aveți figurate modulurile recomandate de curățare. Direcționați jetul cu un unghi de 90 de grade față de linia gingiilor. Închideți buzele pentru a evita stropirea, dar permiteți ca apa să se scurgă din gură. Pentru rezultate mai bune porniți de la molari spre dinții din față. Ghidați jetul de apă la linia gingiei și accentuați în spațiile interdentare. Acoperiți astfel întreaga gură. După curățarea completă opriti unitatea, goliti rezervorul și scoateți aparatul din priză.

CAPETELE SPECIALE DE CURATARE.

PIK POCKET. Ghidați jetul de apă sau de soluții anti-bacteriale adânc în pungile parodontale. Varful siliconic se plasează în unghi de 45 de grade, cu mare grijă, sub linia gingiei în puna parodontală. Porniți aparatul la presiunea cea mai mică și curățați cu atenție spațiul. Urmați linia gingiei la toți dinții.

CURATATORUL DE LIMBA. Folosind presiunea cea mai mică, ca în figura de la pagina 9, se plasează capul de curățare pe limba și se trage ușor spre înainte.

CAPATUL DE CURATARE PENTRU ORTODONTIE. Acest capat unic ca și design curățește în zonele greu accesibile din jurul braketurilor. Curățarea se face cu ajutorul periilor și al jetului de apă.

CAPATUL DE CURATARE-PERIUTA DE DINȚI. Plasati capatul cu periuta pe dinți până la nivelul gingiei. Puteți folosi accesoriul cu sau fără pastă. Dați drumul la dușul bucal, apa apare printre perii periutei. Cu o ușoară presiune, perii periutei nu trebuie să se îndoaie, începeți să vă spălați în același mod cum folosiți o periută normală. Apa curățește și clătește dinții.

PLAQUE SEEKER. Se folosește ca și capatul de curățare normal, lăsând perii să curețe la nivelul gingiei. Waterpik poate fi folosit cu apă sau cu diferite diluții de apă de gură, după recomandarea medicului. După fiecare folosire cu soluții se recomandă curățarea aparatului cu apă normală care se introduce în rezervor, iar capatul se introduce în chiuveta și se lasă să funcționeze câteva minute.

Aparatul se curățește în exterior cu o carpa moale după ce este scos din priză. Dacă este expus la temperaturi scăzute se recomandă golirea completă a rezervorului.

Capetele pentru ORTODONTIE, PIK POCKET, PERIUTA DE DINȚI, PLAQUE SEEKER se înlocuiesc la fiecare 3 luni, iar restul de capete la un interval de 6 luni.

Contactați importatorul/distribuitorul pentru orice alte informații. www.dentstore.ro

PROBLEME DE FUNCȚIONARE. În caz de scurgeri pe lângă capetele de curățare. Capatul nu este complet prins în manieră. Se va scoate capul și se va re-introduce.

Capul PIK POCKET, se va înlocui obligatoriu dacă varful siliconic este afectat sau rupt.

Dacă există scurgeri pe furtun, acesta trebuie înlocuit.

Pentru scurgeri de apă din rezervor. Se va verifica valvele dintre rezervor și bază și se va repositiona.

Pentru presiune scăzută: rezervorul nu este poziționat corect. Se va scoate rezervorul, se va repositiona și apoi se va apăsa ferm.

Motorul nu funcționează. Verificați alimentarea cu curent electric.